

Réservé au laboratoire ☐

☐ NCC ☐ NCC{ATT} ☐ NCC{PDH} ☐ NCP ☐ NCP{ANC} ☐ NCI ☐ TSUPP

Vers. 29 - Ed. 09/23

BI29/BI79

BIOCHIMIE (Recto)

EXAMENS DEMANDES

- 1 Seul Tube Vert pour tout le cadre

Biochimie courante*

- ☐ Ionogramme complet (Na, K, Cl, CO₂, Prot.) + Urée, Créat, Ca, Phos.
☐ Ionogramme simple (Na, K, Cl) + Urée, Créat.
☐ Bilan Hépatique (Bili., ASAT, ALAT, PAL, GGT)
☐ Exploration Anomalie Lipidique (Chol., Trig., HDL, LDL, Aspect)
☐ Ionogramme Début de dialyse ☐ Ionogramme Fin de dialyse

Clairance de la créatinine (COCKROFT)*

- ☐ COCKROFT (Homme) ☐ COCKROFT (Femme)

Analyses Isolées*

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Na, K, Cl | ☐ Potassium | ☐ CO ₂ total |
| ☐ Protéines | ☐ Urée | ☐ Créatinine |
| ☐ Osmolalité mesurée | ☐ Calcium | ☐ Phosphore |
| ☐ Magnésium | ☐ Acide Urrique | ☐ Bilirubine |
| ☐ Cholestérol | ☐ Triglycérides | ☐ CRP |
| ☐ Lipase | ☐ ASAT | ☐ ALAT |
| ☐ LDH | ☐ CPK | ☐ PAL |
| ☐ GGT | ☐ Vitamine D | |

Marqueurs Cardiaques

- ☐ Troponine T* ☐ NT-proBNP

Protéines Spécifiques

- ☐ Profil hémolyse (Hapto, Orosol) ☐ Profil nutritionnel (Préalb., ...)
☐ Profil complément (C3c, C4) ☐ IgE Totales
☐ Préalbumine ☐ Albumine ☐ Transferrine

Bilan martial*

- ☐ Dépistage carence en fer (Ferritine sérique) ☐ Fer sérique + CSS
☐ Bilan de surcharge en fer (Fer + CSS + Ferritine)

Marqueurs d'anémie

- ☐ Vitamine B12 ☐ Folates plasmatiques / Vitamine B9

Hormonologie*

- ☐ Cortisol (07H - 09H) ☐ Cortisol (16H - 18H) ☐ Prolactine

Bilan thyroïdien*

- ☐ Sans traitement inconnu (TSH)
☐ Sous traitement LT4 (Levothyrox, ... TSH)
☐ Sous Anti-Thyroïdien de Synthèse (Néomercazole, ...) (FT4, TSH)
☐ Sous Amiodarone
☐ Suspicion pathologie hypophysaire (FT3, FT4 et TSH)
☐ Suivi pathologie hypophysaire (FT3, FT4)

Analyses isolées (à justifier)*

- ☐ TSH ☐ T4 Libre ☐ T3 Libre

Test de grossesse*

- ☐ H.C.G. totale

(*) RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Renseignements obligatoires pour les analyses en rouge

R.C. Biochimie courante

Renseignement à cocher pour Ionogramme et Glycémie

Perfusion ? ☐ OUI ☐ NON

A renseigner pour Glycémie, Phosphore, Acide Urrique,
Exploration d'une anomalie lipidique, Folates plasmatiques :

Patient à jeun ? ☐ OUI ☐ NON ☐ Non Connu

R.C. COCKROFT

OBLIGATOIRE

Poids (imputatif) :

kg

Le poids doit être indiqué arrondi à l'entier le plus
prochain sans décimale

R.C. Troponine

☐ T ☐ T* ☐ NT-proBNP

R.C. IgE Totales

Justification de la demande de dosage en IgE Totales :

- | | |
|--|--|
| ☐ Allergies | ☐ parasitoses (helminthiases) |
| ☐ Polysensibilisations | ☐ aspergillose broncho-pulmonaire |
| ☐ Artérite chronique | ☐ dermatite atopique |
| ☐ Syndrome de Job-Buckley | ☐ syndrome de Wiskott-Aldrich |

R.C. Cortisol

Traitement corticoïde : ☐ OUI ☐ NON ☐ Non Connu

N.B. - Bilan thyroïdien

En cas d'anomalie, les examens complémentaires
seront rajoutés par le laboratoire

R.C. Test de grossesse (H.C.G.)

- ☐ Date des dernières règles : / /
☐ Date non connue.

Prescripteur :

Préleveur :

DATE

/ /

HEURE

:

ETIQUETTE PATIENT

Nom usuel :
Prénom :
Né(e) le : Sexe:
Nom naissance :
N° IPP :
N° Séjour :

ETIQUETTE SERVICE

Code UF :
Service :

ETIQUETTE

LABORATOIRE

(Réservé laboratoire)

EXAMENS DEMANDES**- 1 Tube Vert supplémentaire**
☐ Procalcitonine ☐ Procalcitonine (sur sang de cordon)
- 1 Tube Gris
☐ Glycémie ☐ Glycémie post-prandiale
- 1 Tube Violet par analyse
☐ Hémoglobine glyquée* ☐ Electrophorèse de l'hémoglobine*
- 1 Tube Bleu Marine
☐ Folates érythrocytaires
Electrophorèses ***- 1 Tube Jaune**
☐ Electrophorèse des Proteines sériques*

☐ Immunofixation (typage d'une dysglobulinémie)*
- 1 Tube Jaune (supplémentaire)
☐ Chaînes légères libres kappa et lambda* ☐ IgG, IgA, IgM

☐ IgA ☐ IgM ☐ Bêta 2 microglobuline

Alpha 1 antitrypsine - kit à envoyer directement (voir catalogue).

- 4 Tubes Rouges sans gel
☐ Cryoglobuline (avec électrophorèse à 37°C)*
Marqueurs tumoraux**- 1 seul Tube Jaune (pour l'ensemble)**
☐ ACE ☐ AFP ☐ CA15-3 ☐ CA19-9

☐ CA125 ☐ P.S.A. total ☐ P.S.A. libre
Liquide de dialyse
☐ Ionogramme
Liquide de redon urologie
☐ Ionogramme (Na, K, Créat.) ☐ Créatinine
PHARMACOLOGIE (voir Catalogue Analyses)**- Tube Vert sans gel**
☐ IMUREL (2 tubes dans la glace fondante) ☐ Clozapine (TR)

☐ Méropénem (TR)
- Tube Rouge sans gel
☐ Isoniazide ☐ Méthotrexate ☐ Phénytoïne

☐ Rifampicine ☐ Daptomycine
- Tube Violet
☐ Ciclosporine ☐ Tacrolimus (Prograf)

☐ Evérolimus (Certican)

Autres médicaments :

Antiviraux :
URINE**- 1 Tube Urine sans conservateur**
☐ Immunofixation Urinaire*
Bilan urinaire*
☐ Ionogramme Urinaire (Na.U, K.U, Cl.U, Créat.U, Urée.U)
Analyses isolées urinaires*
☐ Glucose U ☐ Protéines U ☐ Microalbumine U

☐ Créatinine U ☐ Azote U ☐ Calcium, Phos. U

☐ Acide Urrique U ☐ Osmolalité U

☐ Rapport Protéinurie / Créatininurie

☐ Rapport Microalbuminurie / Créatininurie

☐ Rapport Calciurie / Créatininurie (Index de Nordin)

☐ Bandelette urinaire (réservé Oyonnax)
(*) RENSEIGNEMENTS CLINIQUES**✕ R.C. Hémoglobine glyquée (HbA1C)**
☐ Diabète.

☐ Pas de diabète connu (dépistage).
✕ R.C. Electro.de l'hémoglobine

Joindre l'imprimé spécifique (consentement du patient pour les tests génétiques et attestation de consultation).

✕ Indications cliniques électrophorèses
 - Suivi : ☐ Myélome ☐ Traitement par Daratumumab.

☐ MGUS. ☐ Versus ström.

☐ LLC ou Lymphome. ☐ Amylose.

 - Dépistage : ☐ Douleurs osseuses. ☐ Neuropathie.

☐ Anémie. ☐ Infections.

☐ Hépatopathie. ☐ Inflammation.

☐ Hépatopathie.
✕ R.C. Liquide de dialyse

Volume dialysat : litre(s)

✕ R.C. PHARMACOLOGIE**OBLIGATOIRE**
 Voie d'administration : ☐ PO ☐ IV continue ☐ IV discontinue

Début traitement ou changement de posologie le : / /

Posologie et rythme par 24H :

Dernière administration le : / / , à H

Traitements associés :

✕ R.C. Antiviraux

Impératif : Feuille de renseignements HCL à compléter par le médecin ET le préleveur (date et heure du prélèvement).

Voir catalogue des analyses.

✕ R.C. Examens urinaires

Indiquer OBLIGATOIREMENT le volume des urines

si le recueil est effectué sur 24H,

sinon cocher 'Echantillon ou Miction'.

Recueil des Urines :**OBLIGATOIRE**
☐ 24H. ☐ Echantillon ou Miction.
Volume (si urines des 24H) :
 en ML (millilitres)

Ecrire les chiffres le plus lisiblement possible sans déborder des cases.

AUTRES EXAMENS ou RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES